




Un prezioso alleato nel trattamento dei tatuaggi, delle rughe e delle cicatrici

La piattaforma laser ai picosecondi Discovery Pico viene utilizzata, oltre che per il trattamento di rimozione dei tatuaggi e delle lesioni pigmentate benigne, anche per il trattamento delle cicatrici e per il ringiovanimento cutaneo. Attraverso uno speciale manipolo, gli impulsi laser che sono emessi in tempi molto brevi (nell'ordine del millesimo di milionesimo di secondo), vengono frazionati in piccole colonne di luce che colpiscono la pelle provocando dei microscopici effetti di cavitazione da break-down



dermo/epidermici. Questo danneggiamento controllato stimola il rinnovamento epidermico e la produzione del neo collagene. Il risultato è il miglioramento della texture cutanea, delle rughe, delle cicatrici e delle smagliature rosse che vengono progressivamente attenuate seduta dopo seduta con tempi di recupero brevissimi e incidenza di effetti avversi estremamente bassa, per una facile gestione post-trattamento ed elevata soddisfazione delle aspettative dei pazienti.

